

罗氏 灵动型 胰岛素泵 ACCU-CHEK® Spirit

——让您轻松生活的精灵

成功的胰岛素泵治疗有赖于患者（对于儿童患者，则是家长）对糖尿病管理益处有着深刻的认识。胰岛素泵治疗需要每天至少4次的血糖检测，并掌握碳水化合物计算技能。考虑进行胰岛素治疗的患者应已练习过多次进行胰岛素强化注射的技能，并知道如何跟进进食和活动情况进行胰岛素剂量的调整。

患者应具有高度的积极性、责任感，掌握相关知识，并能进行包括胰岛素泵的设置、装药等在内的基本功能操作，及针头更换和埋置。

此外，一个决定性的因素是，患者是否对胰岛素泵治疗所带来的获益抱有切实实际的期望。尽管胰岛素泵每天24小时无比精确地输注所需的胰岛素，并模拟健康胰腺的分泌，患者仍应认识到胰岛素泵不能治愈糖尿病。

罗氏灵动型胰岛素泵具有三种“从初学者到专业人士”的不同菜单，操作灵活，为你的患者提供灵活、个性化的选择。




标准菜单适用于刚开始胰岛素泵治疗的初学者。标准菜单主要是胰岛素泵的基础功能，有助于患者在学习使用胰岛素泵过程中避免遇到困难。此外，标准菜单还适用于希望“在胰岛素治疗中只使用基本功能”的患者。

高级菜单拥有所有的功能，使用于糖尿病“专家”。通过选择高级菜单，罗氏灵动型胰岛素泵提供所有的最新功能，即使是那些要求最高的患者都对这些功能表示满意。

自定义菜单可根据个人需要进行设置。自定义菜单允许患者和医生选择所需菜单功能。这一无与伦比的自定义功能，使得罗氏灵动胰岛素泵可完全符合每一位患者在胰岛素泵治疗中的需要。

罗氏灵动型胰岛素泵一览



罗氏灵动型胰岛素泵因食药监械（进）字2008第3542296（号）更